

REFINE DHA - W 規格書

〒455-0015

名古屋市港区港栄四丁目7番5号

株式会社ケニー

TEL (052) 661-7223

FAX (052) 661-7208

分析項目	規格	試験方法
酸 価	1以下	基準油脂分析方法 2. 4. 1
過酸化価	3以下	基準油脂分析方法 2. 4. 1 2
色ガードナー	2以下	ガードナー法
D H A	25%以上	ガスクロマトグラフ法
E P A	5%以上	ガスクロマトグラフ法
不けん化物	1%以下	基準油脂分析方法 2. 4. 1 0
臭 い	わずかに魚臭がある	官能検査
天然酸化防止剤	0. 3%以上	
重金属 (P b)	検出せず	原子吸光光度法
一般生菌数	300コ/g以下	標準寒天平板培養法
大腸菌群	陰 性	B G L B 法
賞味期限	製造日より2年間	